

Vzorky použité v testech deaktivace viru COVID-19 - ÚOCHB

Číslo vzorku	Koncentrace Cu v roztoku (%hm.)	Praní	Poznámky
1/0	0	ne	neošetřená textilie (plátno)
1/1	0,025	ne	
1/2	0,05	ne	
1/4	5	ne	
1/7	0,05	ano *	dtto vzorek 1/2
1/9	0,05	ano **	dtto vzorek 1/2

* 3x cyklus: praní v mýdle (60 °C/30 minut) a pak sušení 50 °C

** 3x cyklus: vyvážení (90-100°C/5 minut) a pak sušení 50 °C

Vzorky použité v testech cytotoxicity a kožní dráždivosti - SZÚ

Číslo vzorku	Koncentrace Cu v roztoku (%hm.)	Praní	Poznámky
1/1	0,025	ne	
1/2	0,05	ano *	

* 1x cyklus: praní v mýdle (60 °C/30 minut) a pak sušení 50 °C